

- a.ユーザー関連**
a-1.ログイン画面
a-2.ユーザー登録画面
a-3.ユーザー更新画面
a-4.パスワード更新画面
- b.フィールログ関連**
b-1.フィールログ一覧画面
b-2.フィールログ登録画面
b-3.フィールログ詳細画面
b-4.フィールログ更新画面
b-5.カレンダー形式の一覧表示

a-1

ログイン画面

Emailアドレス

Emailアドレスを入力してください

パスワード

パスワードを入力してください

ログイン

[ユーザー登録へ](#)

a-2

ユーザー登録画面

ユーザー名

ユーザー名は15文字以内で入力してください。

Emailアドレス

Emailアドレスは255文字以内で入力してください。

パスワード

パスワードは 8 文字以上64文字以内で入力してください

登録

[ログイン画面へ](#)

注釈

- ・ログイン、ユーザー登録成功時にリダイレクト先で青地の成功メッセージを表示
- ・ログインフォーム、ユーザー登録、更新フォームはバリデーションエラー時は各入力欄の下に赤字でエラー内容を表示

a-3

ユーザー更新画面

ユーザー名

ユーザー名は15文字以内で入力してください。

Emailアドレス

Emailアドレスは255文字以内で入力してください。

更新

戻る

a-4

パスワード更新画面

パスワード

パスワードは8文字以上64文字以内で入力してください。

更新

戻る

b-1

自己モニタリングアプリ

ユーザー名▼

Search

Search

フィールログ一覧

No.	日付	出来事	認知の歪み	感情レベル	感情	気づき
-----	----	-----	-------	-------	----	-----

1	2025-08-25	在宅学習	すべき思考	20	後ろめたい	在宅学習に後ろめたさを感じている。月曜日
---	------------	------	-------	----	-------	----------------------

[新規登録](#)

※フィールログの入力項目の表示は先頭から20文字

※フィールログ▼
詳細
・一覧表示
・カレンダー
・新規登録

※ユーザー名▼詳細
・ログアウト
・ユーザー情報更新
・パスワード変更

b-2

フィールログ登録画面

日付

2025年 ▼

8月 ▼

27日 ▼

出来事

歪み

なし

▼

気持ちレベル

0

▼

感情

気づき

登録

b-2注釈

- ・日付はドロップダウンメニューで選択するようにする
- ・歪みは10種類のものからドロップダウンメニューで選択するようにする
- ・気持ちレベルは0から100で10刻みで選択できるようにする
- ・バリデーションエラー時には入力内容を保持し、入力項目ごとにエラーメッセージを表示するようにする

b-3

\$ 日付 の記録

出来事:

認知の歪み:

感情レベル:

感情:

気づき:

更新

削除

一覧へ戻る

b-3注釈

- ・それぞれの項目は一覧、カレンダーで選択したフィールログを初期値とする

b-4

フィールログ登録更新画面

日付

2025年 ▼

8月 ▼

27日 ▼

出来事

歪み

なし

▼

気持ちレベル

0

▼

感情

気づき

更新

b - 4注釈

- ・本来は更新前の情報を初期値として各フォームに設定する

b-5

August 2025							month	week	day	list
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat				
27	28	29	30	31	1	2				
					All Day Event					
3	4	5	6	7	8	9				
				Long Event		● Repeating Event				
10	11	12	13	14	15	16				
					● Repeating Event					
17	18	19	20	21	22	23				
24	25	26	27	28	29	30				
			Conference	Click for Google	7th Birthday Party					
31	1	2	3	4	5	6				
				10:30a Meeting +4 more						

一覧表示

新規登録

b-5注釈

- ・出来事を表示し、出来事をクリックすると詳細画面に遷移するようにする。何もなければ登録画面に遷移する。